



CRMEDICAL

Ficha producto

CF X-LINKER SYSTEM®

Marca:  **SERVImed**

Origen: Italia

Plataforma médica avanzada para cross-linking corneal (CXL) indicada en el tratamiento del queratocono y ectasias corneales. Permite protocolos epi-on, epi-off y acelerados con alta precisión y control clínico. Su tecnología optimiza la seguridad del procedimiento y la reproducibilidad de los resultados. Es un sistema versátil para entornos oftalmológicos de alta exigencia.

- Pantalla táctil de 10" de alta resolución
- Intensidad UV regulable: 1-30 mW/cm²
- Modos de emisión continuo y pulsado
- Diámetro de tratamiento ajustable: 3-12 mm
- Compatibilidad con protocolos epi-on, epi-off e iontoforesis
- Sistema con cámara integrada para monitoreo del procedimiento



CONTÁCTANOS

☎ +569 9826 7087

✉ jmunoz@crmedical.cl

📍 Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl