



CRMEDICAL

Ficha producto

COMFORT

Marca: 

Origen: Alemania

Lente intraocular Comfort de Teleon es un lente EDOF con óptica segmentada refractiva, diseñado para ofrecer visión de alta calidad en lejos y excelente desempeño en rango intermedio (50-70 cm). Su tecnología varifocal permite extender el rango de enfoque, manteniendo alta calidad visual con mínima incidencia de halos y deslumbramientos. Una solución equilibrada, estable y predecible para cirugía de catarata.

- Óptica EDOF segmentada con adición baja (+1.5 D) para extensión de foco continua
- Tecnología varifocal sin anillos difractivos, que optimiza la calidad visual y reduce fenómenos fotópicos (halos y glare)
- Material HydroSmart® (acrílico hidrofílico con superficie hidrofóbica) para alta biocompatibilidad
- Diseño plate-haptic que proporciona excelente estabilidad y centrado
- Borde cuadrado 360° para reducción del riesgo de opacificación capsular posterior (PCO)
- Excelente sensibilidad al contraste, comparable a lentes monofocales estándar
- Rango dióptrico: 0.0 a +36.0 D (pasos de 0.5 D) / -10.0 a -1.0 D (pasos de 1.0 D)

Stock de entrega inmediata Comfort: +6.0 - +33.0D

Stock de entrega inmediata Comfort tótico: SF

CONTÁCTANOS

☎ +569 9826 7087

✉ jmunoz@crmedical.cl

📍 Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl

