



CRMEDICAL

Ficha producto

MPLUS

Marca:  TELEON®

Origen: Alemania

El lente intraocular Mplus de Teleon es un lente multifocal refractivo con óptica segmentada, diseñado para ofrecer visión de alta calidad en lejos y cerca, mediante una distribución de luz continua y sin anillos difractivos. Su diseño único permite transiciones suaves entre distancias, con alta transmisión de luz y excelente contraste visual, logrando un rendimiento visual preciso y estable en cirugía de catarata.

- Óptica varifocal segmentada con adición para cerca (+3.0 D)
- Diseño refractivo sin anillos difractivos, que optimiza la calidad visual y reduce fenómenos fotópicos (halos y glare)
- Material HydroSmart® (acrílico hidrofílico con superficie hidrofóbica) para alta biocompatibilidad
- Diseño plate-haptic que proporciona excelente estabilidad y centrado
- Borde cuadrado 360° para reducción del riesgo de opacificación capsular posterior (PCO)
- Excelente sensibilidad al contraste, optimizada para visión multifocal segmentada
- Rango dióptrico: 0.0 a +36.0 D (pasos de 0.5 D) / -10.0 a -1.0 D (pasos de 1.0 D)

CONTÁCTANOS

☎ +569 9826 7087

✉ jmunoz@crmedical.cl

📍 Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl

