



CRMEDICAL

Ficha producto

OD-OS NAVILAS 577S



Marca: **NAVILAS**®

Origen: Alemania

Sistema de láser retinal navegable diseñado para realizar tratamientos de fotocoagulación con alta precisión, integrando imagen digital del fondo de ojo con planificación y aplicación terapéutica. Incorpora láser amarillo de 577 nm, optimizado para una absorción selectiva en tejidos retinales, permitiendo procedimientos guiados por imagen con mayor control y exactitud en el tratamiento de diversas patologías oftalmológicas.



1. Sistema de láser retinal navegable con guía por imagen en tiempo real
2. Fuente láser de 577 nm (amarillo) para tratamiento selectivo de la retina
3. Integración de imágenes diagnósticas en color, angiografía (FA/ICG) y OCT para planificación del tratamiento
4. Superposición digital (overlay) de imágenes diagnósticas sobre el fondo de ojo durante la aplicación del láser
5. Modo sin contacto (contact-free) para mayor comodidad del paciente y eficiencia clínica
6. Tratamiento de micropulso con planificación previa y superposición de digital (overlay)
7. Eye tracking y compensación de movimiento para mayor precisión terapéutica
8. Plataforma digital para planificación, documentación y seguimiento clínico de tratamientos
9. Opcional: Base de datos de pacientes con fotos de retina, DICOM y asistencia remota.



CONTÁCTANOS

+569 9826 7087

jmuno@crmedical.cl

Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl