



CRMEDICAL

Ficha producto

OPTOS DAYTONA



Marca:  **optos®**

Origen: Escocia

Retinógrafo láser de ultra campo amplio diseñado para capturar imágenes de alta calidad del fondo de ojo de forma rápida y eficiente. Permite obtener hasta 200° de visualización de la retina en una sola captura, facilitando la evaluación tanto de la retina central como periférica, ideal para detección temprana y seguimiento de patologías oftalmológicas.

- Captura de hasta 200° de la retina en una sola toma (aprox. 82% de la superficie retinal)
- Tecnología no midriática, permite obtener imágenes sin dilatación pupilar
- Captura ultra rápida en menos de 0,4 segundos
- Modalidades de imagen en color, red-free, coroidal y autofluorescencia
- Software Optos Advance para gestión y visualización de imágenes para flujo clínico eficiente
- Diseño compacto y fácil de usar, ideal para consulta oftalmológica
- Visualización de periferia retinal para detección temprana de patologías





CONTÁCTANOS

+569 9826 7087

jmuno@crmedical.cl

Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl