



CRMEDICAL

Ficha producto

PLUSOPTIX

Marca: plusoptix 

Origen: Alemania

sistema de screening visual binocular automatizado basado en fotorretinoscopia infrarroja, diseñado para la detección objetiva y rápida de errores refractivos y factores de riesgo de ambliopía en condiciones no midriáticas.

- Medición binocular simultánea mediante fotorretinoscopia infrarroja
- Rango refractivo aprox.: esfera +5.00 a -7.00 D, cilindro hasta ± 5.00 D, eje 0° - 180°
- Distancia de trabajo ~1 metro
- Tiempo de adquisición <1 segundo
- Evaluación de esfera, cilindro, eje, anisometropía y anisocoria
- Detección de desviaciones oculares (screening de estrabismo)
- Resultado automático "Pass / Refer" configurable según criterios clínicos
- Sistema portátil con pantalla integrada, almacenamiento de datos y exportación de resultados





CONTÁCTANOS

☎ +569 9826 7087

✉ jmunoz@crmedical.cl

📍 Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl