



CRMEDICAL

Ficha producto

PRIMUS-HD

Marca: **OPHTHALMO Pro**

Origen: Alemania | Chile

Lente intraocular monofocal diseñado para la restauración visual tras cirugía de catarata. Su diseño óptico asférico y material acrílico hidrofóbico permiten una adecuada calidad visual, favoreciendo la estabilidad del lente y una correcta adaptación dentro del saco capsular.

- Lente intraocular monofocal asférico
- Sistema precargado (preloaded) en todas las dioptrías
- Material acrílico hidrofóbico libre de glistening
- Diseño de borde 360° para reducción de opacificación capsular posterior
- Hápticas tipo C-loop modificado para centrado y estabilidad
- Filtro UV incorporado
- Rango de potencia: -10.0 D a +36.0 D (incrementos de 0.5 D)
- Lentes toricos con rango de potencia: +5.0 D a + 36.0D (incrementos de 0.5D) y cilindros de T1 (1.00D), T2 (1.50D), T3 (2.25D), T4 (3.00D), T5 (4.00D) y T6 (4.50D).



CONTÁCTANOS

☎ +569 9826 7087

✉ jmunoz@crmedical.cl

📍 Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl