



CRMEDICAL

Ficha producto

THERMAEYE® PLUS

Marca: **thermaeye**
PLUS

Origen: España

Sistema de Luz Pulsada Intensa (IPL) diseñado para el tratamiento de ojo seco evaporativo y disfunción de glándulas de Meibomio. Su tecnología permite mejorar la función glandular y la calidad de la película lagrimal, combinando eficacia clínica, seguridad y versatilidad en un equipo compacto y fácil de integrar en la práctica diaria.

- Tecnología IPL con pulsos fraccionados, que optimiza la seguridad y el control del tratamiento
- Filtros intercambiables (500–650 nm + SA) para adaptarse a distintos fototipos y patologías
- Fluencia ajustable hasta 25 J/cm², permitiendo personalizar cada sesión
- Sistema de enfriamiento por contacto integrado, que mejora la comodidad del paciente
- Efecto terapéutico integral: acción antiinflamatoria, vascular y antimicrobiana
- Power meter incorporado, que monitorea el rendimiento y la emisión de energía
- Diseño compacto y versátil, con pieza de mano ergonómica y fácil uso clínico





CONTÁCTANOS

☎ +569 9826 7087

✉ jmunoz@crmedical.cl

📍 Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl