



CRMEDICAL

Ficha producto

IVISTAVIDA® 2% – SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA

Marca:  HEIL PHARMA
Be Healthy And Happy

Origen: India

iVistavida® es un viscoelástico oftálmico a base de metilcelulosa, diseñado para mantener la estabilidad de la cámara anterior y proteger las estructuras intraoculares durante procedimientos quirúrgicos. Su comportamiento reológico permite una manipulación controlada, facilitando las distintas etapas de la cirugía.

Principales características técnicas:

- Viscoelástico de metilcelulosa para mantenimiento de la cámara anterior
- Propiedades viscoelásticas que contribuyen a la protección endotelial
- Sin burbuja
- Presentación estéril en jeringa lista para uso de 2ml con una concentración de 2.4%
- Indicado en procedimientos de cirugía de catarata y segmento anterior
- Viscosidad adecuada para una distribución y manipulación controlada
- Facilita la separación y protección de tejidos intraoculares



CONTÁCTANOS

☎ +569 9826 7087

✉ jmunoz@crmedical.cl

📍 Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl