



CRMEDICAL

Ficha producto


ZERO RESIDUAL™

Marca:  SJJ Solutions

Origen: Países Bajos

Nuevo estándar en fraccionamiento de anti-VEGF, un kit completo y exclusivo que integra jeringas sin aceite de silicona (SiO-free) para máxima seguridad intraocular. Diseñado para optimizar cada vial de faricimab o bevacizumab (Avastin). Permitiendo mayor precisión, menor desperdicio y un proceso más eficiente y controlado, elevando el nivel de preparación en consulta o pabellón.

- Jeringas sin aceite de silicona (SiO-free), reduciendo riesgos asociados a partículas
- Tecnología de bajo volumen residual (LDV) que maximiza el aprovechamiento del vial
- La jeringa mas pequeña del mercado de solo 0.2 ml.
- Alta precisión de dosificación: graduación mínima de 0.05 mL por jeringa
- Sistema completo (jeringa + agujas + adapter) para fraccionamiento seguro y eficiente
- Agujas para extracción de vial sin aceite de silicona y con filtro de 5 micrones, que ayudan a evitar partículas al aspirar
- Materiales grado médico, estériles y libres de látex, esterilizados con EtO



CONTÁCTANOS

☎ +569 9826 7087

✉ jmunoz@crmedical.cl

📍 Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl