



CRMEDICAL

Ficha producto

ZOE

Marca: **OPHTHALMO Pro**

Origen: Alemania | Chile

Lente intraocular monofocal plus de nueva generación, diseñado para proporcionar visión de alta calidad tanto en distancia como en rango intermedio. Su diseño óptico avanzado extiende el rango de enfoque manteniendo un perfil visual similar al de un lente monofocal tradicional, con mínima presencia de fenómenos fotópicos.

- Lente monofocal plus para visión intermedia (~66 cm) y lejana
- Sistema precargado 1-step compatible con incisiones pequeñas (≈ 2.0 - 2.2 mm)
- Óptica asférica de alto orden que extiende el rango de enfoque sin anillos difractivos
- Mínima presencia de halos y deslumbramientos
- Material acrílico hidrófobo libre de glistening (alta claridad a largo plazo)
- Diseño de hápticas C-loop modificados para estabilidad y centrado
- Rango de potencia: +5.0 a +36.0 D (incrementos de 0.5 D)
- Lentes toricos con rango de potencia: +5.0 D a + 36.0D (incrementos de 0.5D) y cilindros de T1 (1.00D), T2 (1.50D), T3 (2.25D), T4 (3.00D), T5 (4.00D) y T6 (4.50D).



CONTÁCTANOS

☎ +569 9826 7087

✉ jmunoz@crmedical.cl

📍 Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl